

Фосфо-Igf1R-Y1161 Кроличье Поликлональное Антитело Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P08069

Артикул: CM0000943



введение

Фосфо-IGF1R-Y1161 Кроличье Поликлональное Антитело для Вестерн-блоттинга и ИФА. Реактивность: человек, мышь, крыса. Нацелено на фосфорилированный Y1161 рецептора IGF1R, тирозинкиназного рецептора, регулирующего рост клеток и опухолевую трансформацию.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-IGF1R-Y1161 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	IGFR; CD221; IGFR; JTK13; Phospho-IGF1R-Y1161
Вид	Человек
GeneID (Человек)	3480
GeneID	3480
Иммуноген	Синтетический пептид: Синтетический фосфорилированный пептид вокруг Y1161 человеческого IGF1R (NP_000866.1)
Источник	Кролик
Категория	Фосфоспецифичные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P08069
Молекулярная масса белка	155 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом