

Фосфо-Специфическое Кроличье Поликлональное Антитело К Igf1R-Y1165/1166/Insr-Y1189/1190 - P08069 / P06213

Артикул: CM0000541



введение

Фосфо-специфическое кроличье поликлональное антитело, распознающее активированные формы IGF1R (Y1165/Y1166) и INSR (Y1189/Y1190). Подходит для ВБ и ИФА, имеет перекрестную реактивность с образцами человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований сигналинга роста и онкологических исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-IGF1R-Y1165/1166/INSR-Y1189/1190, кроличье поликлональное антитело
Примечания/Синонимы	IGF1R/INSR; Phospho-IGF1R-Y1165/1166/INSR-Y1189/1190
Вид	Человек
ID гена	3480 (IGF1R), 3643 (INSR)
Иммуноген	Синтетический фосфорилированный пептид, соответствующий участку вокруг Y1165 и Y1166 человеческого IGF1R (NP_000866.1)
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (ВБ), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P08069, P06213
Молекулярная масса белка	154 кДа/155 кДа/156 кДа
Доставка	Сумка-холодильник