

Фосфо-IкВ α -S36 Кроличье Моноклональное Антитело Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - P25963

Артикул: CM0001520



введение

Фосфоспецифичное кроличье моноклональное антитело против IкВ α (Ser36). Подходит для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФА. Реагирует с человеческим, мышинным, крысиным белком. Валидировано для исследований сигнального пути NF-кВ и разработки диагностических тестов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-IкВ α -S36 Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	IKBA; MAD-3; NFKBI; EDAID2; Phospho-IкВ α -S36
Вид	Человек
ID гена (Человек)	4792
ID гена	4792
Иммуноген	Синтетический пептид: Синтетический фосфорилированный пептид вокруг S36 человеческого IкВ α (P25963).
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P25963
Молекулярная масса белка	36 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом