

Фосфо-IкВ α -Y42 Кроличий Раb Для Вестерн-Блоттинга - P25963

Артикул: CM0001033



введение

Фосфо-IкВ α -Y42 Кроличий pAb специфично детектирует фосфорилированный по тирозину 42 человеческий ингибитор NF-карра-В альфа методом Вестерн-блоттинга. Идеально подходит для изучения сигналинга NF-кВ, иммунного ответа и воспаления.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	Фосфо-IкВ α -Y42 Кроличий pAb
Примечания/Альтернативные названия	IKBA; MAD-3; NFKBI; EDAID2; Phospho-IкВ α -Y42
Вид	Человек
GeneID (Человек)	4792
GeneID	4792
Иммуноген	Синтетический фосфопептид, соответствующий участку вокруг Y42 человеческого IкВ α
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P25963
Молекулярная масса белка	36 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом