

Кроличья Раб К Фосфо-Insr-Y1146/Igf1R-Y1131 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P06213 / P08069

Артикул: CM0001126



введение

Кроличья поликлональная антитело специфически распознает фосфо-INSR (Y1146) и фосфо-IGF1R (Y1131) в образцах человека. Валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА; является незаменимым инструментом для исследований сигнального пути инсулина/ИФР и разработки МДВ.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Phospho-INSR-Y1146/IGF1R-Y1131 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	INSR/IGF1R; Phospho-INSR-Y1146/IGF1R-Y1131
Вид	Человек
GeneID (Человек)	3480/3643
GeneID	3643/3480
Иммуноген	Синтетический пептид — синтетический фосфорилированный пептид в районе Y1146 человеческого IGF1R/INSR (NP_000199.2)
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P06213/P08069
Молекулярный вес белка	155 кДа
Доставка	В ледяном пакете