

Фосфо-InsR-Y1189/Y1190 + Igf1R-Y1165/Y1166 Кроличье Рab Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P08069/P06213

Артикул: CM0000855



введение

Кроличье поликлональное антитело, детектирующее двойные фосфорилированные сайты Y1189/Y1190 на INSR и Y1165/Y1166 на IGF1R. Валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА на образцах человека, мыши, крысы. Идеально для изучения сигнальных путей инсулина/IGF-1.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-INSR-Y1189/Y1190 + IGF1R-Y1165/Y1166 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	IGF1R/INSR; Фосфо-INSR-Y1189/Y1190 + IGF1R-Y1165/Y1166
Вид	Человек
GeneID (Человек)	3480/3643
GeneID	3480/3643
Иммуноген	Синтетический фосфорилированный пептид вокруг Y1165 & Y1166 человеческого IGF1R/INSR (NP_000199.2)
Источник	Кролик
Категория	Фосфоспецифичные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P08069/P06213
Молекулярная масса белка	154кДа/155кДа/156кДа
Условия доставки	В пакете со льдом