


Фосфо-Специфичное Кроличье Моноклональное Антитело К Irak4 (Фосфо-Ser346) Для Вб, Ифа — Q9Nwz3

Артикул: CM0001395



введение

Фосфо-специфичное кроличье моноклональное антитело к фосфорилированному по Ser346 IRAK4. Валидировано для вестерн-блоттинга (ВБ) и ИФА, взаимодействует с человеческим IRAK4 (Q9NWZ3) — ключевой киназой сигнальных путей врожденного иммунитета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-IRAK4-Ser346 Кроличье моноклональное антитело
Примечания / Синонимы	IPD1; IMD67; REN64; IRAK-4; NY-REN-64
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	51135
Идентификатор гена	51135
Иммуноген	Синтетический пептид: синтетический фосфорилированный пептид в области остатка Ser346 человеческого IRAK4 (NP_057207.2).
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9NWZ3
Молекулярная масса белка	52 кДа
Доставка	Хладоэлемент