

Phospho-Ire1-S724 Кроличья Поликлональная Антитело - O75460

Артикул: CM0001877



введение

Кроличье поликлональное антитело к фосфо-IRE1 (S724) для применений ВБ, ИГГ-Г, ИФА. Валидировано для человека, мыши, крысы. Ключевой инструмент для исследования стресса эндоплазматической сети и путей ответа на неправильно свернутые белки.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Phospho-IRE1-S724 Кроличья pAb
Примечания/Синонимы	IRE1; IRE1P; IRE1a; hIRE1p; Phospho-IRE1-S724
Вид	Человек
GeneID (Человек)	2081
GeneID	2081
Иммуноген	Синтетический фосфорилированный пептид, соответствующий области S724 человеческого IRE1alpha (NP_001424.3)
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	ВБ, ИГГ-Г, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O75460
Молекулярная масса белка	110 кДа
Доставка	Холодильный пакет