

Кроличий Рав К Фосфо-Irf3-S386 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q14653

Артикул: CM0001275



введение

Кроличьи поликлональные антитела против фосфорилированного IRF3 в позиции S386, валидированные для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA). Реагируют с IRF3 человека, мыши и крысы. Подходят для исследования интерферонового сигналинга и путей врожденного иммунитета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Phospho-IRF3-S386 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	IIAE7; Phospho-IRF3-S386
Вид	Человек
GeneID (человек)	3661
GeneID	3661
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический фосфорилированный пептид в области S386 человеческого IRF3 (NP_001562.1)
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q14653
Молекулярный вес белка	47кДа
Доставка	Сумка со льдом