

Фосфо-Irs1-S1101 Кроличье Pab Для Вестерн-Блоттинга, Elisa - P35568

Артикул: CM0000557



введение

Фосфоспецифичное кроличье поликлональное антитело, нацеленное на IRS1, фосфорилированный по Ser1101. Валидировано для Вестерн-блоттинга и ELISA, перекрестно реагирует с мышинным белком. Идеально для исследований инсулиновой сигнализации и метаболических путей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-IRS1-S1101 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	HIRS-1; Фосфо-IRS1-S1101
Вид	Человек
ID гена (Человек)	3667
ID гена	3667
Иммуноген	Синтетический фосфорилированный пептид вокруг S1101 белка IRS1 человека (NP_005535.1).
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P35568
Молекулярная масса белка	132 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом