

Фосфо-Irs1-S312 Поликлональные Кроличьи Антитела Для Вестерн-Блоттинга - P35568

Артикул: CM0001213



введение

Фосфоспецифические поликлональные кроличьи антитела, направленные против человеческого IRS1 по серину 312. Валидированы для вестерн-блоттинга с перекрестной реактивностью на мышь и крысу, подходят для изучения инсулиновой сигнализации и метаболизма. - P35568

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Phospho-IRS1-S312 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	HIRS-1; Phospho-IRS1-S312
Вид	Человек
ID гена (Человек)	3667
ID гена	3667
Иммуноген	Синтетический пептид - Фосфоспецифический пептид, соответствующий остаткам, окружающим Ser312 человеческого IRS1
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P35568
Молекулярный вес белка	132кДа
Доставка	Сумка со льдом