

Кроличья Мат К Фосфо-Irs1-S612/S636 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Игх (Ihc-P), Ифа (Elisa) - P35568

Артикул: CM0000749



введение

Кроличья моноклональная антитело к фосфо-IRS1-S612/S636, валидированное для Вестерн-блоттинга (WB), ИГХ (IHC-P), ИФА (ELISA). Реагирует с человеческим и мышинным IRS1. Ключевой инструмент для исследований инсулиновой сигнализации и метаболических нарушений.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья МАТ к фосфо-IRS1-S612/S636
Примечания/Псевдоним	HIRS-1; Фосфо-IRS1-S612/S636
Вид	Человек
ID гена (Человек)	3667
ID гена	3667
Иммуноген	Синтетический пептид: синтетический фосфорилированный пептид вблизи S616 человеческого IRS1 (NP_005535.1)
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P35568
Молекулярный вес белка	132 кДа
Доставка	Сумка со льдом