

Фосфо-Irs1-S636/639 Кроличий Раb Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P35568

Артикул: CM0001602



введение

Фосфоспецифичное кроличье поликлональное антитело, нацеленное на IRS1, фосфорилированный по Ser636 и Ser639. Валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА на образцах человека. Исследуйте инсулиновую сигнализацию и диабет с этим высококачественным антителом.

[Узнать больше](#)

Название продукта	Примечания/Алиасы	Виды	GeneID (Человек)	GeneID	Иммуноген	Источник	Категория	Применение	Перекрестная реактивность	SWISS	Молекулярная масса
Фосфо-IRS1-S636/639 Кроличий pAb	HIRS-1; Фосфо-IRS1-S636/639	Человек	3667	3667	Синтетический пептид: Синтетический фосфорилированный пептид вокруг S636 & S639 человеческого IRS1 (NP_005535.1).	Кролик	Фосфорилированные антитела	Вестерн-блоттинг, ИФА	Человек	P35568	132 кДа