

Фосфо-Jak2-Y1007/1008 Кроличье Моноклональное Антитело, Для ВБ, Ифа — O60674

Артикул: CM0001440



введение

Фосфо-JAK2-Y1007/1008 кроличье моноклональное антитело специфически детектирует фосфорилированный человеческий JAK2 по остаткам Y1007/Y1008. Валидировано для вестерн-блоттинга и ИФА, идеально подходит для изучения сигналинга JAK-STAT в исследованиях рака и иммунологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-JAK2-Y1007/1008 кроличье моноклональное антитело (Rabbit mAb)
Примечания / алиас	JTK10
Вид	Человек
ID гена (человек)	3717
ID гена	3717
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический фосфорилированный пептид, соответствующий участку Y1007 & Y1008 человеческого JAK2 (NP_001309123.1)
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	O60674
Молекулярная масса белка	131 кДа
Доставка	Холодостойкий пакет со льдом