

Фосфо-Jak2-Y1008 Кроличьи Раb Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - O60674

Артикул: CM0001758



введение

Поликлональное антитело кролика против фосфорилированного JAK2 (Tyr1008), валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Детектирует фосфорилированный по Tyr1008 человеческий JAK2 — ключевой сайт активации в передаче цитокиновых сигналов и регуляции хроматина. Идеально для исследований в области ИВД.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Наименование продукта	Фосфо-JAK2-Y1008 Кроличьи рAb
Примечания/Альтернативные названия	JTK10; Фосфо-JAK2-Y1008
Вид	Человек
GeneID (Человек)	3717
GeneID	3717
Иммуноген	Синтетический фосфорилированный пептид вокруг Y1008 человеческого Фосфо-JAK2-Y1008 (NP_004963.1).
Источник	Кролик
Категория	Фосфоспецифичные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	O60674
Молекулярная масса белка	131 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом