

Фосфо-Jak2-Y221 Кроличья Поликлональная Антитело Для ВБ И Ифа - O60674

Артикул: CM0000913



введение

Кроличья поликлональная антитела к фосфо-JAK2-Y221 выявляет эндогенную фосфорилированную JAK2 по тирозину 221 у человека, мыши и крысы. Идеально подходит для приложений ВБ и ИФА в исследованиях сигнального пути JAK/STAT.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-JAK2-Y221 кроличья пАб
Примечания/Альясы	JTK10; Фосфо-JAK2-Y221
Вид	Человек
ID гена (человек)	3717
Иммуноген	Синтетический фосфорилированный пептид, соответствующий участку Y221 человеческой JAK2 (NP_004963.1).
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O60674
Молекулярная масса белка	131 кДа
Доставка	Холодовой пакет