

Фосфо-Jnk1-T183/Y185 + Jnk2-T183/Y185 + Jnk3-T221/Y223 Кроличья Rab - P45983 / P45984 / P53779

Артикул: CM0000687



введение

Фосфоспецифичное поликлональное антитело кролика, нацеленное на сайты активации JNK1/2/3, валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА. Предназначено для исследований на человеке и мыши в области стрессовой сигнализации и апоптоза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-JNK1-T183/Y185 + JNK2-T183/Y185 + JNK3-T221/Y223 Кроличья pAb
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5599/5601/5602
GeneID	5599/5601/5602
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический фосфорилированный пептид вокруг T183 & Y185 человеческого JNK1/2/3МАРК8 (NP_620637.1).
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P45983/P45984/P53779
Молекулярная масса белка	35кДа/44кДа/48кДа/27кДа/52кДа
Доставка	С охлаждающим пакетом