

Кроличья Поликлональная Антитело К Фосфо-Junb-S259 Для Wb - P17275

Артикул: CM0001470

введение

Кроличья поликлональное антитело к фосфо-JunB-S259, валидированное для вестерн-блоттинга (WB) на образцах человека, мыши и крысы. Обнаруживает фактор транскрипции JunB, фосфорилированный по серину 259; идеально подходит для исследования сигнального пути AP-1.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Phospho-JunB-S259 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	AP-1; Phospho-JunB-S259
Вид	Человек
ID гена (Человек)	3726
ID гена	3726
Иммуноген	Синтетический пептид: фосфоспецифический пептид, соответствующий остаткам, окружающим S259 человеческого Phospho-JunB-S259
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P17275
Молекулярный вес белка	36 кДа
Доставка	Сумка со льдом