

Кроличья Раb К Фосфо-Ламину A/C-S22 Для Вестерн-Блоттинга, Ип, Ифа - P02545

Артикул: CM0001075



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело, направленное против фосфорилированного Ламина A/C в положении Серин 22. Валидировано для Вестерн-блоттинга (WB), ИП и ИФА на образцах человека и крысы. Идеально подходит для изучений ядерной ламины и организации хроматина.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья рAb к фосфо-Ламину A/C-S22
Примечания/Псевдонимы	FPL; IDC; LFP; CDDC; EMD2; FPLD; HGPS; LDP1; LMN1; LMNC; MADA; PRO1; CDCD1; CMD1A; FPLD2; LMNL1; CMT2B1; LGMD1B; Фосфо-Ламин A/C-S22
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	4000
Идентификатор гена	4000
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	P02545
Молекулярный вес белка	74кДа
Доставка	Сумка со льдом