

Фосфо-Lat-Y171 Кролик Раb Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - 043561

Артикул: CM0001956

введение

Фосфоспецифичное поликлональное антитело кролика, нацеленное на фосфорилированный тирозин 171 человеческого LAT, ключевого адаптера в передаче сигнала Т-клеточного рецептора. Подходит для применения в Вестерн-блоттинге и ИФА в иммунологических исследованиях.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-LAT-Y171 Кролик pAb
Примечания/Альтернативные названия	LAT1; pp36; IMD52; Фосфо-LAT-Y171
Вид	Человек
GeneID (человек)	27040
GeneID	27040
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический фосфорилированный пептид вокруг Y171 человеческого LAT (NP_001014987.1)
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	043561
Молекулярная масса белка	28 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом