

Phospho-Lats1-S909/Lats2-S872 Rabbit Pab - O95835 / Q9Nrm7

Артикул: CM0000703



введение

Фосфоспецифическое поликлональное антитело кролика, распознающее LATS1 (S909) и LATS2 (S872), для применения в Вестерн-блоттинге (WB) и ИФА (ELISA). Подходит для образцов человека; нацелено на ключевые онкосупрессоры пути Гиппо.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	phospho-LATS1-S909/LATS2-S872 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	LATS1; WARTS; wts; phospho-LATS1-S909/LATS2-S872
Вид	Человек
GeneID (человек)	9113/26524
GeneID	9113/26524
Иммуноген	Синтетический фосфорилированный пептид в области S909 человеческого LATS1 (NP_004681.1).
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	O95835/Q9NRM7
Молекулярный вес белка	76кДа/126кДа
Доставка	Сумка со льдом