


Фосфо-Lats1-T1079+Lats2-T1041 Кроличья Моноклональная Антитело - O95835 / Q9Nrm7

Артикул: CM0001759



введение

Кроличья моноклональная антитело, распознающая фосфорилированный LATS1 (T1079) и LATS2 (T1041). Идеально подходит для исследований сигнального пути Hippo методами ВБ, ИФ/МКК, ИГХ-П и ИФА. Валидировано для образцов человека, мыши и крысы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	фосфо-LATS1-T1079+LATS2-T1041 кроличья мКлАн
Примечания/Альяс	LATS1; WARTS; wts; фосфо-LATS1-T1079+LATS2-T1041
Вид	Человек
ID гена (человек)	9113/26524
ID гена	9113/26524
Иммуноген	Синтетический пептид: синтетический фосфорилированный пептид в области T1079 и T1041 человеческого LATS1/ LATS2 (NP_004681.1)
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	ВБ, ИФ/МКК, ИГХ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O95835/Q9NRM7
Молекулярная масса белка	76 кДа/126 кДа
Доставка	Холодильный пакет