


Фосфо-Lck-Y394 Кроличий Раb - P06239

Артикул: CM0001510



введение

Поликлональное антитело кролика детектирует фосфорилированный LCK по Tyr394 у человека и мыши. Подходит для вестерн-блоттинга (WB), иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии (IF/ICC), ELISA в исследованиях сигналинга T-клеточного рецептора.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-LCK-Y394 Кроличий pAb
Примечания/Альтернативные названия	LSK; YT16; IMD22; p56lck; pp58lck; Phospho-LCK-Y394
Вид	Человек
ID гена (Человек)	3932
Иммуноген	Синтетический фосфорилированный пептид вокруг Y394 человеческого LCK (NP_005347.3).
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P06239
Молекулярная масса белка	58 кДа
Доставка	В термосумке со льдом