


Кроличья Поликлональная Антитело К Фосфо-Lck-Y505 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Ип (Ip), Ифа (Elisa) - P06239

Артикул: CM0000804



введение

Обнаруживает человеческий Lck, фосфорилированный по Y505. Подходит для WB, IP, ELISA. Идеально подходит для изучения сигнальных путей Т-клеток, регуляции Lck и исследований иммунной функции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Phospho-Lck-Y505 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	LSK; YT16; IMD22; p56lck; pp58lck; Phospho-Lck-Y505
Вид	Человек
GeneID (Человек)	3932
GeneID	3932
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический фосфорилированный пептид в районе Y505 человеческого Lck (NP_001036236.1).
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P06239
Молекулярный вес белка	58кДа
Доставка	Сумка со льдом