


Фосфо-Lcp2-Y145 Кроличий Раb Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q13094

Артикул: CM0000732



введение

Фосфо-специфичное кроличье поликлональное антитело, нацеленное на Y145 человеческого белка LCP2. Валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА; распознает человеческий и мышиный белок. Идеально для исследований сигналинга Т-клеточного рецептора и иммунологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-LCP2-Y145 Кроличий pAb
Примечания/Алиасы	IMD81; SLP76; SLP-76; Фосфо-LCP2-Y145
Вид	Человек
GeneID (Человек)	3937
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический фосфорилированный пептид вокруг Y145 человеческого LCP2 (NP_005556.1).
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q13094
Молекулярная масса белка	60 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом