

Phospho-Lyn-Y397 Rabbit Mab - P07948

Артикул: CM0000445



введение

Фосфоспецифическое кроличье моноклональное антитело против Lyn (Tyr397) для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA). Перекрестно реагирует с мышью. Идеально подходит для изучения активации киназы Lyn в иммунном ответе, гемопоэзе и клеточной сигнализации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Phospho-Lyn-Y397 Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	JTK8; p53Lyn; p56Lyn; Phospho-Lyn-Y396
Вид	Человек
GeneID (Человек)	4067
GeneID	4067
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический фосфорилированный пептид в районе Y396 человеческого Lyn (P07948).
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P07948
Молекулярный вес белка	56kDa/59kDa
Доставка	Сумка-холодоэлемент