

Фосфо-Map2K1-S217/Map2K2-S221 Поликлональные Кроличьи Антитела Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q02750 / P36507

Артикул: CM0001753



введение

Специфические к фосфо-группам поликлональные кроличьи антитела, детектирующие MAP2K1 (фосфо S217) и MAP2K2 (фосфо S221). Подходят для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA) в образцах человека, мыши и крысы. Идеальны для изучения активации сигнального каскада MAPK/ERK.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-MAP2K1-S217/MAP2K2-S221 кроличьи pAb
Примечания/Псевдоним	MEK1/MEK2; Фосфо-MAP2K1-S217/MAP2K2-S221
Вид	Человек
ID гена (Человек)	5604/5605
Иммуноген	Синтетический фосфорилированный пептид в области S217 и S221 человеческого MAP2K1/MAP2K2
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q02750/P36507
Молекулярный вес белка	40кДа/43кДа/44кДа
Доставка	Сумка со льдом