

Фосфо-Мар2К3-S189 + Мар2К6-S207 Кроличья Раb Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P46734 / P52564

Артикул: CM0000457

введение

Фосфоспецифические кроличьи поликлональные антитела, направленные против фосфорилированного S189 белка MAP2K3 и S207 белка MAP2K6, валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА на образцах человека и мыши. Идеально подходят для изучения стресс-активируемой сигнализации MAP-киназ.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-MAP2K3-S189 + MAP2K6-S207 кроличья pAb
Примечания/Псевдоним	MEK3; MKK3; MAPKK3; PRKMK3; SAPKK2; SAPKK-2
Вид	Человек
GeneID (человек)	5606/5608
GeneID	5606/5608
Иммуноген	Синтетический фосфорилированный пептид в области S207 человеческого MAP2K3/MAP2K6 (NP_002747.2)
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P46734/P52564
Доставка	Сухой лед