


Фосфо-Map2K4-S257 Кроличья Раb Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P45985

Артикул: CM0001736



введение

Поликлональные кроличьи антитела против фосфорилированного MAP2K4 по серину 257. Подходят для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA); перекрестная реакция с человеческими, мышиными и крысиными образцами. Ключевой инструмент для изучения сигнального пути стресс-активируемых киназ, апоптоза и иммунного гомеостаза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-MAP2K4-S257 кроличья рAb
Примечания/Псевдонимы	JNKK; MEK4; MKK4; SEK1; SKK1; JNKK1; SERK1; MAPKK4; PRKMK4; SAPKK1; SAPKK-1; Фосфо-MAP2K4-S257
Вид	Человек
ID гена (Человек)	6416
ID гена	6416
Иммуноген	Синтетический пептид – синтетический фосфорилированный пептид в области S257 человеческого MAP2K4 (NP_003001.1)
Источник	Кролик
Категория	Фосфоспецифические антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P45985
Молекулярный вес белка	44кДа
Доставка	Сумка со льдом