


Phospho-Map2K4-T261 Rabbit Pab - P45985

Артикул: CM0000940



введение

Кроличий поликлональный антитело против Phospho-MAP2K4 (Thr261) для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA). Обнаруживает MAP2K4 человека, мыши и крысы. Подходит для изучения сигнальных путей JNK и p38, активируемых стрессом.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Phospho-MAP2K4-T261 Rabbit pAb
Примечания/Псевдонимы	JNKK; MEK4; MKK4; SEK1; SKK1; JNKK1; SERK1; MAPKK4; PRKMK4; SAPKK1; SAPKK-1; Phospho-MAP2K4-T261
Вид	Человек
GeneID (человек)	6416
GeneID	6416
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P45985
Молекулярный вес белка	44кДа
Доставка	Сумка со льдом