

Фосфо-Map2K6-S207/Map2K3-S189 Кроличье Поликлональное Антитело Для Вестерн-Блоттинга — P46734 / P52564

Артикул: CM0000470

введение

Фосфоспецифичное кроличье поликлональное антитело, распознающее MAP2K6 (Ser207) и MAP2K3 (Ser189).
Валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА в образцах человека, мыши и крысы.
Идеально подходит для изучения сигналинга MAP-киназ, активируемых стрессом.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	Фосфо-MAP2K6-S207/MAP2K3-S189 кроличье pAb
Примечания/Альясы	MAP2K3/MAP2K6; Фосфо-MAP2K6-S207/MAP2K3-S189
Вид	Человек
ID гена (человек)	5606 (MAP2K6) / 5608 (MAP2K3)
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P46734 / P52564
Молекулярная масса белка	36кДа / 39кДа / 31кДа / 37кДа
Доставка	Холодовой пакет