

Фосфо-Специфическое Кроличье Поликлональное Антитело К Map3K5 (Ask1/Mekk5), Фосфорилированному По S967, Для Вестерн-Блоттинга И Ифа — Q99683

Артикул: CM0001714



введение

Фосфо-специфическое кроличье поликлональное антитело к человеческому MAP3K5 (ASK1/MEKK5), фосфорилированному по остатку S967, валидировано для применения в Вестерн-блоттинге (WB) и иммуноферментном анализе (ELISA). Подходит для изучения апоптоза, стрессовых ответов и врожденного иммунитета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Phospho-MAP3K5-S967 Rabbit pAb
Примечания / синонимы	ASK1; MEKK5; MAPKKK5; Phospho-MAP3K5-S967
Вид	Человек
GeneID (человек)	4217
GeneID	4217
Иммуноген	Синтетический пептид: фосфо-специфический пептид, соответствующий участку, окружающему остаток S967 человеческого MAP3K5
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q99683
Молекулярная масса белка	155 кДа
Доставка	Хладоэлемент