

Фосфо-Map3K5-S83 Кроличья Поликлональная Антитело Для Вб, Ифа - Q99683

Артикул: CM0001243



введение

Фосфо-MAP3K5-S83 кроличья поликлональная антитело с высокой специфичностью, валидированная для Вестерн-блоттинга (ВБ) и ИФА. Нацелено на фосфорилированный MAP3K5 (ASK1) по серину 83 у человека. Необходимо для изучения апоптоза, стрессового ответа и сигнальных путей MAPK.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-MAP3K5-S83 кроличья поликлональная антитело
Примечания/Синонимы	ASK1, MEKK5, MAPKKK5, Phospho-MAP3K5-S83
Вид	Человек
ID гена (человек)	4217
ID гена	4217
Иммуноген	Синтетический фосфорилированный пептид в области S83 человеческого MAP3K5 (NP_005914.1).
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q99683
Молекулярная масса белка	155 кДа
Доставка	Холодовой пакет