

Фосфо-Мар3K5-T845 Кроличье Поликлональное Антитело Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - O35099

Артикул: CM0000853

введение

Фосфо-MAP3K5-T845 кроличье поликлональное антитело для Вестерн-блоттинга и ИФА. Определяет ASK1 мыши и человека, ключевую киназу в стрессовых MAPK и иммунных сигнальных путях (MB ~155 кДа, перекрестно реагирует с человеческим белком). Идеально для исследований апоптоза и врожденного иммунитета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-MAP3K5-T845 Кроличье пАт
Примечания/Альтернативные названия	ASK; ASK1; Mek5; MAPKKK5; 7420452D20Rik; Фосфо-MAP3K5-T845
Вид	Мышь
GeneID (Человек)	4217
GeneID (Мышь)	26408
Иммуноген	Синтетический пептид / Синтетический фосфорилированный пептид вокруг T845 мышиноного MAP3K5 (NP_032606.4)
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	O35099
Молекулярная масса белка	155 кДа
Доставка	В пакете со льдом