

Кроличыи Поликлональные Антитела К Фосфо-Marcks (S162) Для Wb, Elisa - P29966

Артикул: CM0001025

введение

Кроличыи поликлональные антитела, специфичные к фосфорилированному MARCKS (Ser162). Валидированы для методов WB и ELISA, реагируют с образцами человека, мыши и крысы. Идеально подходят для изучения PKC-сигнализации, динамики цитоскелета и исследований воспалительных процессов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличыи поликлональные антитела к фосфо-MARCKS-S162
Примечания/Синонимы	MACS; 80K-L; PKCSL; PRKCSL; Phospho-MARCKS-S162
Вид	Человек
GeneID (Человек)	4082
GeneID	4082
Иммуноген	Синтетический пептид Фосфоспецифичный пептид, соответствующий остаткам вокруг S162 MARCKS человека
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P29966
Молекулярная масса белка	32 кДа
Транспортировка	Хладопакет