


Фосфо-Max-S11 Кроличья Поликлональная Антитело Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P61244

Артикул: CM0001367



введение

Фосфо-MAX-S11 Кроличье Поликлональное Антитело, валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА. Специфично к человеческому белку MAX, фосфорилированному по серину 11. Идеально для изучения MYC/MAX/MAD транскрипционной регуляции и ремоделирования хроматина.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-MAX-S11 Кроличье пАт
Примечания/Псевдоним	bHLHd4; Фосфо-MAX-S11
Вид	Человек
GeneID (Человек)	4149
GeneID	4149
Иммуноген	Синтетический пептид; Синтетический фосфорилированный пептид вокруг S11 человеческого белка MAX (NP_002373.3).
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P61244
Молекулярная масса белка	18 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом