

Кролиčky Поликлональные Антитела (Pab) К Фосфо-Mcl1-T163 Для Wb, Elisa - Q07820

Артикул: CM0001711



введение

Фосфоспецифичные кроличьи поликлональные антитела к MCL1, фосфорилированному по остатку T163. Валидированы для WB и ELISA, реагируют с MCL1 человека и мыши. Идеально подходят для исследований апоптоза и лейкемии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кролиčky pAb к фосфо-MCL1-T163
Примечания/Синонимы	TM; EAT; MCL1L; MCL1S; Mcl-1; BCL2L3; MCL1-ES; bcl2-L-3; mcl1/EAT; Phospho-MCL1-T163
Вид	Человек
GeneID (человек)	4170
GeneID	4170
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический фосфорилированный пептид в области T163 MCL1 человека (NP_068779.1).
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь
SWISS	Q07820
Молекулярная масса	37 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом