


## Кроличья Поликлональная Антитело К Фосфо-Mcm2-S139 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Ифа (Elisa) - P49736

Артикул: CM0001331



### введение

Кроличья поликлональное антитело к фосфо-MCM2-S139, валидированное для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA), реагирует с человеческим MCM2, фосфорилированным по Ser139. Идеально подходит для исследований репликации ДНК и клеточного цикла.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                    |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | Фосфо-MCM2-S139 кроличье pAb                                                                                |
| Примечания/Псевдоним      | BM28; CCNL1; CDCL1; cdc19; DFNA70; D3S3194; MITOTIN; Фосфо-MCM2-S139                                        |
| Вид                       | Человек                                                                                                     |
| GeneID (Человек)          | 4171                                                                                                        |
| GeneID                    | 4171                                                                                                        |
| Иммуноген                 | Синтетический пептид Синтетический фосфорилированный пептид в районе S139 человеческого MCM2 (NP_004517.2). |
| Источник                  | Кролик                                                                                                      |
| Категория                 | Фосфорилированные антитела                                                                                  |
| Применение                | WB, ELISA                                                                                                   |
| Перекрестная реактивность | Человек                                                                                                     |
| SWISS                     | P49736                                                                                                      |
| Молекулярный вес белка    | 102 кДа                                                                                                     |
| Доставка                  | Сумка со льдом                                                                                              |