

Фосфо-Mdm2-S166 Кроличье Mab Для Ihc-P И Elisa - Q00987

Артикул: CM0001665



введение

Фосфо-MDM2-S166 Кроличье mAb специфично детектирует человеческий MDM2, фосфорилированный по серину 166. Валидировано для IHC-P и ELISA; перекрестно реагирует с мышиным и крысиным белком. Поддерживает исследования оси p53-MDM2 и регуляции апоптоза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-MDM2-S166 Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	HDMX; LSKB; hdm2; ACTFS; Phospho-MDM2-S166
Вид	Человек
ID гена (Человек)	4193
ID гена	4193
Иммуноген	Синтетический пептид: фосфо-синтетический пептид, соответствующий участку вокруг S166 человеческого MDM2.
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q00987
Молекулярная масса белка	55 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом