

Кроличыи Поликлональные Антитела К Фосфо-Mdm2-S260 Для Wb, Elisa - Q00987

Артикул: CM0000480



введение

Кроличыи поликлональные антитела к фосфо-MDM2-S260 распознают белок MDM2 человека, фосфорилированный по остатку S260. Валидированы для методов WB и ELISA. Идеально подходят для изучения убиквитинирования p53, апоптоза и путей развития рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличыи поликлональные антитела к фосфо-MDM2-S260
Примечания/Синонимы	HDMX; LSKB; hdm2; ACTFS; Phospho-MDM2-S260
Вид	Человек
GeneID (человек)	4193
GeneID	4193
Иммуноген	Синтетический фосфорилированный пептид в области S260 MDM2 человека (NP_001354919.1).
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q00987
Молекулярная масса белка	55 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом