

Phospho-Mef2C-S396 Кроличья Pab - Q06413

Артикул: CM0000617

введение

Фосфо-MEF2C (S396) поликлональные кроличьи антитела для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA); обнаруживают человеческий MEF2C при ~51 кДа. Идеально подходят для изучения фосфорилирования MEF2C в регуляции транскрипции, нейроразвитии и миогенезе.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	Phospho-MEF2C-S396 кроличья pAb
Примечания/Псевдоним	NEDHSIL; DEL5q14.3; C5DELq14.3; Phospho-MEF2C-S396
Вид	Человек
GeneID (Человек)	4208
GeneID	4208
Иммуноген	Синтетический фосфорилированный пептид в районе S396 человеческого MEF2C (NP_002388.2)
Источник	Кролик
Категория	Фосфо-антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q06413
Молекулярный вес белка	51 кДа
Доставка	Сумка со льдом