

Фосфо-Mek1 (Ps221) Поликлональные Антитела Кролика Для Wb, Elisa - Q02750

Артикул: CM0000474



введение

Поликлональные антитела кролика, специфичные к фосфорилированному MEK1 в положении Ser221. Подходят для WB и ELISA, перекрестно реагируют с человеческими, мышиными и крысиными белками. Идеальны для исследования сигнальных путей MAPK/ERK и связанных заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-MEK1-pS221 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	MEL; CFC3; MEK1; MKK1; MAPKK1; PRKMK1; Фосфо-MEK1-pS221
Вид	Человек
ID гена	5604
Иммуноген	Синтетический фосфорилированный пептид в области S221 человеческого MEK1 (NP_002746.1)
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q02750
Молекулярный вес белка	43 кДа
Доставка	В ледяном пакете