

## Фосфо-Mek1-S217 Кроличьи Раb Для Wb - Q02750

Артикул: CM0000782



### введение

Фосфоспецифические кроличьи поликлональные антитела, обнаруживающие MEK1, фосфорилированный по Ser217. Валидированы для WB и ELISA с реактивностью в отношении человека, мыши и крысы. Необходимый инструмент для исследований пути MAPK/ERK.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                     |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | Фосфо-MEK1-S217 кроличьи pAb                                                                                 |
| Примечания/Псевдоним      | MEL; CFC3; MEK1; MKK1; MAPKK1; PRKMK1; Фосфо-MEK1-S217                                                       |
| Вид                       | Человек                                                                                                      |
| ID гена (Человек)         | 5604                                                                                                         |
| ID гена                   | 5604                                                                                                         |
| Иммуноген                 | Синтетический пептид Синтетический фосфорилированный пептид в области S217 человеческого MEK1 (NP_002746.1). |
| Источник                  | Кролик                                                                                                       |
| Категория                 | Фосфорилированные антитела                                                                                   |
| Применение                | WB, ELISA                                                                                                    |
| Перекрестная реактивность | Человек, Мышь, Крыса                                                                                         |
| SWISS                     | Q02750                                                                                                       |
| Молекулярный вес белка    | 43кДа                                                                                                        |
| Доставка                  | Пакет со льдом                                                                                               |