

Фосфо-Mek1-T286 Кроличье Поликлональное Антитело — Q02750

Артикул: CM0001739



введение

Фосфо-MEK1-T286 кроличье поликлональное антитело, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Обнаруживает человеческую, мышиную и крысиную MEK1, фосфорилированную по остатку T286. Идеально подходит для исследований пути передачи сигналов MAPK/ERK и разработки лекарственных препаратов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-MEK1-T286 кроличье pAb
Примечания/синонимы	MEL; CFC3; MEK1; MKK1; MAPKK1; PRKMK1; Phospho-MEK1-T286
Вид	Человек
ID гена (человек)	5604
ID гена	5604
Иммуноген	Синтетический фосфорилированный пептид в области T286 человеческой MEK1 (NP_002746.1)
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q02750
Молекулярная масса белка	43 кДа
Доставка	Холодильный пакет