

Кроличий Моноклональный Антитело К Фосфо-Mek1-T292 Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - Q02750

Артикул: CM0001568



введение

Кроличье моноклональное антитело к фосфо-MEK1-T292, валидированное для WB и ELISA. Обнаруживает MEK1 (MAP2K1) человека, мыши и крысы. Необходимо для сигнального пути MAPK/ERK, роста клеток и дифференцировки. 43 кДа. Q02750.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье МАб к фосфо-MEK1-T292
Примечания/Псевдоним	MEL; CFC3; MEK1; MKK1; MAPKK1; PRKMK1; Фосфо-MEK1-T292
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5604
GeneID	5604
Иммуноген	Синтетический пептид: Синтетический фосфорилированный пептид вокруг T292 человеческого фосфо-MEK1-T292 (Q02750)
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q02750
Молекулярный вес белка	43 кДа
Доставка	Сумка со льдом