

Кроличья Моноклональная Антитела К Фосфо-Mek1/Mek2-S217/S221 Для Wb, Ip, Elisa - Q02750/P36507

Артикул: CM0000575



введение

Кроличья моноклональные антитела к фосфо-MEK1/MEK2 (Ser217/Ser221), валидированные для WB, IP, ELISA. Реагируют с клетками человека, мыши, крысы. Идеально подходят для изучения MAPK/ERK сигнализации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья моноклональная антитела к фосфо-MEK1/MEK2-S217/S221
Примечания/Псевдоним	MEK1/MEK2; Фосфо-MEK1/MEK2-S217/S221
Виды	Человек
GeneID (Человек)	5604/5605
GeneID	5604/5605
Иммуноген	Синтетический фосфорилированный пептид в области S217 и S221 человеческого MEK1/MEK2 (NP_002746.1)
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q02750/P36507
Молекулярный вес белка	40 кДа/43 кДа/44 кДа
Доставка	Ледовый пакет