


Phospho-Mek6-S207 Rabbit Pab - P52564

Артикул: CM0001787



введение

Фосфоспецифическое поликлональное антитело кролика, направленное против человеческого MEK6, фосфорилированного по Серину 207, подходящее для вестерн-блоттинга и иммунофлуоресценции в образцах человека и крысы. Идеально подходит для исследований передачи сигналов стресса и цитокинов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Phospho-MEK6-S207 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	MEK6; MKK6; MAPKK6; PRKMK6; SAPKK3; SAPKK-3; Phospho-MEK6-S207
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5608
GeneID	5608
Иммуноген	Синтетический пептид Фосфоспецифический пептид, соответствующий остаткам, окружающим S207 человеческого MAP2K6
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, IF/ICC
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	P52564
Молекулярный вес белка	37кДа
Доставка	Сумка со льдом