

## Фосфо-Met-Y1349 Поликлональные Антитела Кролика Для Wb, Elisa - P08581

Артикул: CM0000548



### введение

Валидированные поликлональные антитела кролика к Фосфо-MET (Y1349) для WB и ELISA, перекрестно реагирующие с человеческим и крысиным белками. Обнаруживают фосфорилирование рецептора фактора роста гепатоцитов, что необходимо для изучения сигнальных путей MET.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                     |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | Фосфо-MET-Y1349 кролик rAb                                                                                   |
| Примечания/Псевдоним      | DA11; HGFR; AUTS9; RCCP2; c-Met; DFNB97; Фосфо-MET-Y1349                                                     |
| Вид                       | Человек                                                                                                      |
| GeneID (Человек)          | 4233                                                                                                         |
| GeneID                    | 4233                                                                                                         |
| Иммуноген                 | Синтетический пептид   Синтетический фосфорилированный пептид в районе Y1349 человеческого MET (NP_000236.2) |
| Источник                  | Кролик                                                                                                       |
| Категория                 | Фосфорилированные антитела                                                                                   |
| Применение                | WB, ELISA                                                                                                    |
| Перекрестная реактивность | Человек, Крыса                                                                                               |
| SWISS                     | P08581                                                                                                       |
| Молекулярный вес белка    | 156 кДа                                                                                                      |
| Доставка                  | Сумка со льдом                                                                                               |