

Phospho-Mkk3-S189+Mkk6-S207 Rabbit Mab - P46734 / P52564

Артикул: CM0001586

введение

Фосфоспецифическое кроличье моноклональное антитело, распознающее фосфорилированные MKK3 (S189) и MKK6 (S207). Валидировано для WB, IHC-P и ELISA в образцах человека, мыши и крысы. Идеально подходит для изучения сигнальных путей стресс-активированных киназ.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Phospho-MKK3-S189+MKK6-S207 Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	MAP2K3/MAP2K6; Phospho-MKK3-S189+MKK6-S207
Вид	Человек
ID гена (Человек)	5606/5608
ID гена	5606/5608
Иммуноген	Синтетический пептид: синтетический фосфорилированный пептид в области S207 человеческого MKK3/MKK6(P46734/P52564).
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P46734/P52564
Молекулярный вес белка	36kDa/39kDa/31kDa/37kDa
Доставка	Сумка со льдом