


Кроличье Моноклональное Антитело Phospho-Mkl-S345 Для Wb, Ip, Elisa — Q9D2Y4

Артикул: CM0012504



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело, специфичное к мышинному MLKL, фосфорилированному по серину 345. Идеально подходит для вестерн-блоттинга, иммунопреципитации и ELISA. Исследуйте сигнальный путь некроптоза и запрограммированную гибель клеток, индуцированную TNF.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело Phospho-MLKL-S345
Примечания/синоним	9130019I15Rik
Вид	Мышь
GeneID (человек)	197259
GeneID	74568
Иммуноген	Синтетический пептид: синтетический фосфорилированный пептид в области S441 мышинного MLKL (NP_001297542.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IP, ELISA
Перекрёстная реактивность	Мышь
SWISS	Q9D2Y4
Молекулярная масса белка	54 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом